

Produktinformation

Zement & Zubehör



Übersicht Zement:

Artikelname	BonOs	Mendec Spine	Mendec Spine MV	Mendec Spine HV
Viskosität	Mittel	Niedrig	Mittel	Hoch
Zeiten*	5,5 / 7,5 / 9	5 / 3 / 9	3 / 8 / 10	1 / 14 / 4
Menge	20,5 ml	24,5 ml	21,9 ml	21,9 ml
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Schraubenaugmentation • Kyphoplastie • Vertebroplastie • Vesselplastie 			
Mischsystem	Schale oder Mischer (nicht enthalten)	Schüttelbehälter (enthalten)	Geschlossen (enthalten)	Geschlossen (enthalten)

*(Vorbereitungszeit- / Applikationszeit- / Polymerisationszeit in Minuten)

Mendec Spine



BonOs Inject



Mendec MV



Mendec HV



Produktinformation

Zement & Zubehör



Bestellinformation

Artikelname	Artikelnummer	Beschreibung
Knochenzement		
BonOs Inject	BS-01-0310-E	mediumvisköser Zement BonOs Inject 1 x 24 g, einzeln
Mendec Spine	TC-1230	vordosierter, niedrigvisköser, röntgendichter Acrylharz mit einem Mischsystem
Mendec Spine Kit	TC-13C2000	röntgendichter Acrylharz mit Applikator und Schlauch
Mendec Spine MV	TC-13C2050	mediumvisköser Acrylharz in geschlossenem Mischsystem mit Applikationsschlauch
Mendec Spine HV	TC-13C2040	hochvisköser Acrylharz in geschlossenem Mischsystem mit Befüll-Adapter
Applikationsadapter		
B.Braun Combifix Adapter	WE-BR5206642	B.Braun Combifix Adapter männl. /männl., Luer Lock
Schlauch	TC-ASB0250	Männlich-Männlich-Schlauch-Adapter 300mm Länge, 2,8mm Durchmesser
V-Fill	TC-ASC0000	Mendec V Fill Sammelbehälter inkl. 5 Luer-Lock-Verschlussdeckel, 1 Luer-Lock-Verbinder und 6 Deckel
Mendec Aqua	TC-ASC0020	Mendec Aqua Zement Applikationssystem, eine Kartusche enthalten
Zement-Kartusche für Mendec Aqua	TC-ASC0030	Mendec Zement-Kartusche für Aqua System
Mischsysteme		
Mini Mix	SMLV	Zementmischsystem
Anmischschüssel	DH-0708211000	Knochenzementschale (400 ml) mit Spatel
Spritzen		
Injekt Einmal-Spritze	WE-BR04606701V	Injekt Einmal-Spritze 2 ml, Luer Lock
Injekt Einmal-Spritze	WE-BR04606027V	Injekt Einmal-Spritze 2 ml
Luer Lock Spritze	WE-BD 301229	Luer Lock Spritze, 30 ml

* Weitere Artikel für Kyphoplastie oder Vertebroplastie finden sich in den separaten Datenblättern „KMC-MAXX“ und „Nadeln“