


Produktinformation

Kyphoplastie-Set



Produktname: KMC-Maxx Wirbelkörperaufrichtungssystem


1. Einfache Handhabung durch bewährte Konstruktion
2. Aufrichtung von kyphotischen Frakturen mit einem oder zwei Ballons
3. Freie Zementauswahl
4. Entlüftung mittels 3-Wege-Hahn und VacLock Spritze möglich

Blister Inhalt

KMC-Maxx Single Set 15 mm / 20 mm,
Blisterverpackung (Ref.: SH-FG0005-15 / 20):

- I. 1x Ballonkatheter 15 mm / 20 mm
- II. 1x Dilatator mit Kanüle
- III. 1x Bohrer mit Kanüle
- IV. 2x Führungsdraht
- V. 3x Bone Filler
- VI. 1x Biopsie-Bone Filler
- VII. 1x Nadel lang
- VIII. 1x Druckpumpe, langer Druckschlauch

*ausführliche Produktinformationen unter auf der Folgeseite



Individuelle Setkonfiguration

In 4 Schritten



1. Wählen Sie ein KMC-Maxx Basisset

Standard KMC-Maxx Double Set 15 oder 20mm

| Bezeichnung | Menge |
|---|---------|
| Wirbelkörperaufrichtungsset, Blisterverpackung mit 2 Ballonkath. 15/20 mm bestehend aus: | |
| KMC-Maxx Single Set 15/20 mm, Blisterverpackung (siehe Seite 1) | 1 Stück |
| Ballonkatheter 15/20 mm, Ø(außen) 2.5mm | 1 Stück |
| Nadel lang, Ø(außen) 3.0mm, Ø(innen) 2.5mm, Länge 115mm, Pyramiden-Spitze, 11G | 1 Stück |
| Druckpumpe, langer Druckschlauch, Schlauch Länge 60cm, 30atm, 20ml, Ø(außen) 4,2 mm, 8G | 1 Stück |
| VacLock Spritze (zum entlüften des Ballonkatheters), arretierbar, 30 ml | 1 Stück |

Standard KMC-Maxx Single Set 15 oder 20mm

| Bezeichnung | Menge |
|---|---------|
| Wirbelkörperaufrichtungsset, Blisterverpackung mit 1 Ballonkath. 15/20 mm bestehend aus: | |
| KMC-Maxx Single Set 15/20 mm, Blisterverpackung (siehe Seite 1) | 1 Stück |
| VacLock Spritze (zum entlüften des Ballonkatheters), arretierbar, 30 ml | 1 Stück |

2. Ergänzen Sie ggf. Einzelkomponenten

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Artikel einzeln steril verpackt VE Menge* |
|----------------|---|--|
| SH-FG1001-15-E | Ballonkatheter 15 mm - einzeln, Ø(außen) 2.5mm | VE = 1 Stück |
| SH-FG1001-20-E | Ballonkatheter 20 mm - einzeln verpackt, Ø(außen) 2.5mm | VE = 1 Stück |
| SH-FG2002-E | Tool Kit, einzeln (enthält: 2 K-Drähte, 1 Dilator, 2 Kanülen, 1 Bohrer, 5 Bone Filler, 1 Biopsie-Bone Filler) | VE = 1 Stück |
| SH-FG3006-E | Nadel lang, einzeln, Ø(außen) 3.0mm, Ø(innen) 2.5mm, Länge 115mm, Pyramiden-Spitze, 11G | VE = 10 Stück |
| SH-FG4003-E | Druckpumpe, einzeln, langer Druckschlauch, Schlauch Länge 60cm, 30atm, 20ml, Ø(außen) 4,2 mm, 8G | VE = 10 Stück |
| ME-VAC130 | VacLock Spritze (zum entlüften des Ballonkatheters), arretierbar, 30 ml | VE = 20 Stück |
| SH-FG2200 | Kanülen, steril, Ø(außen) 4.2mm, Ø(innen) 3.7mm, Länge 146mm | VE = 10 Stück |
| SH-FG2400/2200 | Dilator & Kanüle, Ø(außen) 3.5mm, Länge 151mm | VE = 5 Stück |
| SH-FG2500 | Bone Filler, steril, Ø3.5mm, Länge 215mm, flache Spitze | VE = 10 Stück |
| SH-FG 2501 | Biopsie-Bone Filler, Ø3.5mm, Length 215mm, Trepanspitze (gezackt) | VE = 10 Stück |
| SH-FG 2700 | Nadel - Fast Access Innenteil für Kanüle (SH-FG2200) | VE = 5 Stück |

* Einzelkomponenten im Set unabhängig von VE (Verpackungseinheit)

** weiteres Zubehör wie einzelne Bohrer oder sterile K-Drähte auf Anfrage erhältlich

3. Ergänzen Sie Knochenzemente / Mischsysteme

Knochenzemente, Mischsysteme und Spritzen finden Sie auf dem separaten Datenblatt „Zemente“

4. Erhalten Sie Ihre individuelle Artikelnummer